



ERADIKIT™ SRLV PLATFORM
GUIDA ALLA SCELTA

In3diagnostic offre un'ampia gamma di prodotti diagnostici per SRLV con caratteristiche ed applicazioni differenti.

Raccomandiamo di leggere con attenzione la presente "Guida alla scelta", prima di formalizzare il vostro ordine.

In caso di dubbio vi invitiamo a contattarci: i nostri specialisti vi aiuteranno ad individuare i prodotti più adeguati alle vostre esigenze.

Per maggiori informazioni: info@in3diagnostic.com

ERADIKIT™ SRLV STARTER KIT (CODICE 7758-01)



Raccomandiamo questo kit quando lo stato di infezione nell' allevamento ovino o caprino non è noto (prevalenza dell'infezione, caratteristiche del genotipo circolante).

Il kit contiene 4 piastre di screening e 1 piastra di genotipizzazione.

Le piastre di screening sono sensibilizzate con una miscela di antigeni ottenuti da diversi genotipi virali. Una selezione di campioni risultati positivi al test di screening (5-10 campioni per allevamento) può essere successivamente testata con la piastra di genotipizzazione, nella quale tre subunità peptidiche specifiche per i genotipi A (MVV-like), B (CAEV-like) ed E sono sensibilizzate su diverse colonne.

Questo kit consente una stima della prevalenza di SRLV, la caratterizzazione del genotipo circolante e la eventuale scelta di un kit genotipo specifico con finalità eradicative.

ERADIKIT™ SRLV SCREENING KIT (CODICE 7758-02)



Raccomandiamo questo kit quando lo stato di infezione nell' allevamento ovino o caprino non è noto (prevalenza dell'infezione, caratteristiche del genotipo circolante) o quando in allevamento circola più di un genotipo.

Il kit contiene 5 piastre di screening, sensibilizzate con una miscela di antigeni ottenuti da diversi genotipi di SRLV.

ERADIKIT™ SRLV GENOTYPING KIT (CODICE 7758-03)



Il kit contiene 5 piastre di genotipizzazione nelle quali tre subunità peptidiche, specifiche per i genotipi A (MVV-like), B (CAEV-like) ed E, sono sensibilizzate su diverse colonne.

Raccomandiamo questo kit per genotipizzare l'infezione da SRLV in una popolazione con stato di infezione noto. Esso può essere utilizzabile per studi sierologici su ampia scala, essendo applicabile su latte di massa, modificando opportunamente il protocollo.

Il kit non è utilizzabile a scopo diagnostico individuale o come test di conferma.

E' possibile richiedere versioni modificate del kit (ad esempio piastre solo con genotipo A-B o piastre per la genotipizzazione dei genotipi A, B, E e C).

ERADIKIT™ SRLV KIT GENO SPECIFICI



Quando le caratteristiche del genotipo di SRLV sono note ed è richiesta la massima sensibilità (ad esempio per finalità eradicative), raccomandiamo i kit genotipo specifici.

In ciascun kit le piastre sono sensibilizzate con una miscela di antigeni specifici per il genotipo A (GenoA), B (GenoB) o E (GenoE).

Eradikit™ GenoA kit (code 7758-04)

Eradikit™ GenoB kit (code 7758-05)

Eradikit™ GenoE kit (code 7758-06)